

# 患者樣本採集指示

## 開始採集前

您的臨床醫師已請您儘快完成這項檢測。

當您有月經（經期），請勿執行檢測，直至經期結束後再檢測。請使用藍/黑筆。

FIT（糞便免疫化學檢測）是一種在糞便（大便）中血液含量過少以至肉眼無法辨認的情況下尋找糞便中血液存在的研究。

您的臨床醫師為您開立此醫囑的檢測的，是您症狀研究的一部分，目的是更早地排除癌症。若您計畫旅行或度假，請告知您的臨床醫師。

FIT套件包含一個試管樣本、一個綠色袋子以及一份申請表。您應儘速完成檢測並送回您一般科醫師(GP)的診所。請逐步依照指示以採集您的糞便（大便）。

### 1. 在您的樣本上貼標籤



來自Sutton、Merton、Richmond、Kingston、Wandsworth和Surrey Downs (Epsom & East Elmbridge)的病患：在申請表中將附給您標籤。請移除標籤，並黏在試管上。請核對無誤後，填上您採集糞便（大便）的日期，請見申請表的說明。

來自Croydon的患者：請填上您的(N)姓名、(A)出生日期及採集糞便（大便）的(D)日期，請見申請表的說明。


### 3. 用抽取裝置採集糞便（大糞）樣本

逆時針擰開樣管蓋子，取下樣本條，然後用樣本條末端刮拭糞便（大糞），直至覆蓋所有槽口。樣本條上只需留下極少量糞便（大糞）。

### 2. 如何採集糞便（大便）樣本



不可使糞便（大便）樣本碰到馬桶水。



注意：請於申請表填上採集樣本的日期

背面接續說明……

#### 4. 關閉並密封試管樣本



#### 5. 遞交樣本



將樣本條放回試管。確保試管關閉，且將其與申請表一起放入塑膠袋。請核對您已寫上樣本採集日期

從臨床醫師取得樣本後，請於三天內將您的樣本和申請表拿到一般科醫師(GP)診所，並交給櫃檯。


**別忘了洗手！**

#### 6. 結果

您的檢驗作業將於七天內得知結果，之後若你們先前於會診時達成共識，他們將與您聯絡以討論結果。

請註記於您行事曆；若一般科醫師(GP)診所未於兩週內回覆您，請聯絡他們。

若您的結果為正常/陰性，但您仍出現症狀，請聯絡診所預約門診。



請核對您已完成全部步驟  
將您的樣本拿到一般科醫師(GP)診所，並交給櫃檯